


InfinityLab Poroshell 120



HPLC a UHPLC kolony s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem. Více než 12 unikátních fází a velikostí částic 4 μm, 2.7 μm a 1.9 μm umožňují široký výběr selektivity od tradiční HPLC až k UHPLC.

Sleva 35 %
promo kód: shell24

HPLC & LC Columns Selector Tool

Spotřební materiál pro spektroskopii, včetně standardů pro elementární analýzu



Spotřební materiál [pro AAS](#), [UV](#), [VIS](#), [NIR](#), [ICP-MS](#), [ICP-OES](#), [lampy pro HPLC detektory](#).

Sleva 30 %
promo kód: spec24

Kolony a standardy pro BIO aplikace nebo SEC chromatografie





Kompletní portfolio kolon a standardů vhodných pro stanovení monoklonálních protilátek, proteinů a oligonukleotidů s využitím RP, HIC nebo SEC chromatografie. Některé kolony nabízíme rovněž v bio-inert PEEK provedení.

Sleva 30 %
promo kód: bio24

Biopharma LC Column Selector Tool

GC kolony



Jedna z nejširších nabídek GC kolon na trhu - např. řada Ultra Inert, WAX kolony, PLOT kolony, náplňové kolony a rovněž nevyčerpatelné množství různých fází polysiloxanových kolon, pokrývající celé spektrum GC a GC/MS aplikací.

Nevztahuje se na kolony na zakázku.



GC Column Selector Tool

Sleva 30 %

promo kód: GC24

GPC/SEC kolony a standardy



Rozšířené portfolio kolon, standardů, kalibračních a validačních sad pro charakterizaci makromolekulárních látek po akvizici firmy PSS (Polymer Standards Service).



GPC/SEC Column Selector Tools

Sleva 30 %

promo kód: GPC24

Potkejte se s námi opět na Moravě!

20. 3. 2024 Ostrava (Imperial Hotel)

21. 3. 2024 Brno (Hotel Continental)



Přihlašovací formulář ZDE



Peristaltické pumpy Shenchen

Průtokové peristaltické pumpy LabV1-III, LabV3-III, LabV6-III

Hlavní rysy:

- Ovládání pomocí dotykové klávesnice barevné LCD obrazovky
- Všechny sledované hodnoty se na obrazovce ukazují současně (průtok, nastavené parametry i aktuální hodnoty)
- Mohou pracovat ve třech módech: dávkování fixního objemu, dávkování při nastavení času a objemu, možnost použití časovače start a stop
- Kalibrační funkce
- Vhodné jak do laboratoří, tak do průmyslu
- Počet kanálů: 1 až 12
- Časování: nastavuje se v reálných časových jednotkách (AM, PM)
- Jsou kompatibilní s hlavami EasyPump I až VI, YZ1515x, YZ2515x, AMC1-AMC12

Maximální rozsahy průtoků pro daný model pumpy:

- LabV1-III 0.0053 – 775 mL/min (0.1 – 150 rpm)
- LabV3-III 0.0053 – 1 808 mL/min (0.1 – 350 rpm)
- LabV6-III 0.0053 – 3 100 mL/min (0.1 – 600 rpm)

Katalogová čísla:

BAOLABV1-III+EPI – Pumpa LabV1-III s hlavou EasyPump I (fixed pressure)

BAOLABV3-III+EPI – Pumpa LabV3-III s hlavou EasyPump I (fixed pressure)

BAOLABV6-III+EPI – Pumpa LabV6-III s hlavou EasyPump I (fixed pressure)

V nabídce více modelů a kombinací pump a hlav.



Na všechny modely 10% sleva!

PROMO KÓD: BAO10

Prezentace Shenchen LabV6



Altium web



Altium webinarů



Nabídka platná do 30. 4. 2024





New Era pumpy

ERA1000-ES JEDNOPOZICOVÁ STŘÍKAČKOVÁ PUMPA

Hlavní rysy:

- Plně programovatelná pumpa pro jednu stříkačku, objem do 60 mL
- Rychlost 0.73 $\mu\text{L/h}$ (1 mL stříkačka) - 2100 mL/h (60 mL stříkačka)
- Automatizovatelná, přednastavené protokoly, které je možné programovat
- Manuální ovládání nebo ovládání přes počítač, RS - 232 a TTL rozhraní
- Nasávání i vytlačování
- Možnost nastavení zvukového signálu po ukončení programu
- Dvě pumpy je možné propojit do systému Dual Pump

Katalogové číslo: ERA1000-ES

Akční cena
25 000 Kč bez DPH



Další modely v nabídce:

- ERA1010-ES High Pressure Syringe Pump - pumpa s dvojnásobnou vytlačovací silou.
- ERA4000-ES Dvoupozicová stříkačková pumpa
- ERA1600-ES Šestipozicová stříkačková pumpa
- ERA1800-ES Osmipozicová stříkačková pumpa
- ERA1200-ES Dvanáctipozicová stříkačková pumpa
- ERA1002X-ES Mikrostříkačková pumpa s jednou pozicí
- ERA4002X-ES Mikrostříkačková pumpa se dvěma pozicemi
- ERA300-ES Infuzní jendopozicová stříkačková pumpa

Speciální aplikace

- Umožňují spojení dvou pump řady 1000 a výše pro kontinuální nebo simultánní průtok. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Prezentace ERA1000-ES



Altium web



Altium webináře



Nabídka platná do 30. 4. 2024

