

NABÍDKA

duben - červen

Produkty pro úpravu vzorku

Rozmanitá nabídka produktů pro úpravu vzorku před analýzou (SPE kolony, SPME vlákna, QuEChERS, filtrace), včetně manifoldů a dalšího příslušenství jako komplexní řešení i těch nejnáročnějších analýz pro vaši laboratoř.

NOVINKA:

SPE kolony Carbon S

k odstranění pigmentů a dalších nežádoucích reziduí z potravinářských vzorků při analýze pesticidů.



PROMO KÓD: PVAT25

25% sleva

Spotřební materiál pro PFAS analýzy

Rozmanitá skupina produktů od úpravy vzorku, přes HPLC kolony a rozpouštědla až po vialky a HPLC materiál neobsahující PFAS kontaminanty.

NOVINKA

SPE kolony PFAS WAX

se sorbentem speciálně vyvinutým pro PFAS analýzy



PROMO KÓD: PFAS25

25% sleva

Inovativní zásobní láhev na rozpouštědla (Purging Bottle)

Proplachovací láhev (kat.č. 5043-1339) s více hrdly až pro 4 kanály HPLC systému, doplněná o sadu bezpečnostních uzávěrů **eliminuje riziko kontaminace čistých rozpouštědel na minimum.**

kat.č. 5043-1340



PROMO KÓD: Safe30

30% sleva

Kolony s pevným jádrem Poroshell

HPLC a UHPLC kolony s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem. Téměř 20 unikátních fází a velikosti částic 4 μm, 2.7 μm a 1.9 μm umožňuje široký výběr selektivity od tradiční HPLC až k UHPLC, včetně preparativních kolon.

NOVINKA

Poroshell Aq-C18

Vylepšená separace polárních i nepolárních analytů na jedné koloně.



PROMO KÓD: SHELL25

25% sleva

InfinityLab Quick change inline filtry

Chraňte svoji kolonu před nežádoucími nečistotami pocházejícími z různých částí systému (vzorky, znečištěné mobilní fáze) a používejte Agilent InfinityLab Quick Change inline filtr, který vycítává drobné nečistoty před vstupem do kolony.



PROMO KÓD: InLine

30% sleva

Spektroskopický spotřební materiál

Spotřební materiál pro AAS, UV, VIS, NIR, ICP-MS, ICP-OES, lampy pro HPLC detektory **včetně anorganických standardů.**

Seznam produktů naleznete na eshopu v záložce: Akce promo kody

kat.č. G3280-67040



**Bezkonkurenční ceny standardů!
Poptejte nás!**



kat.č. 2140-0813

PROMO KÓD: SPEC30

30% sleva



NABÍDKA duben - červen

HALO® 1.5 mm UHPLC kolony

Nové HALO® 1.5mm UHPLC kolony s C18, ES-C18, C4, Diphenyl, AQ-C18 a Penta-HILIC fází v kombinaci s propojovacími spojkami MarvelXACT™ poskytují vyšší citlivost a účinnost ionizace a snižují spotřebu rozpouštědel.



kat.č. 9281X-402



NOVINKA!

Petriho misky

Petriho misky Labsolute® ze sodnovápenatého skla, autoklávovatelné, o průměru 40, 60, 80, 90, 100 a 120 mm nebo sterilní PS s průměrem 55, 60, 94 či 150 mm, odolné do 80 °C.



NOVINKA!

Kultivační lahve

Kultivační lahve Labsolute® z PS dle USP třídy VI s krátkým, širokým a šikmým hrdlem pro snadnou manipulaci a s minimálním rizikem kontaminace. Jsou snadno stohovatelné, stupnice je vyznačena na obou stranách, šroubovací uzávěr je možno volit s 0.22µm filtrem.



NOVINKA!

Ready-to-use media

Dehydratovaná a ready-to-use média Chemsolute® - až 64 různých dehydratovaných médií v baleních 0.5, 1, 2 nebo 5 kg, suplementy ve formě vialek nebo ve 100 a 500ml lahvičkách. Komponenty jako je agar, kvasničné extrakty a ready-to-use média na 55mm a 90mm Petriho miskách, v lahvičkách či v pytlících s objemem 1, 2 nebo 5L.



NOVINKA!

Certifikované referenční materiály pro PFAS analýzy

Nabízíme certifikované referenční materiály vod (pitné, odpadní a užitkové) a půdy pro PFAS analýzy. Tyto referenční materiály jsou vyrobeny v souladu s požadavky normy ISO 17034.



NOVINKA!

Stříkačkové filtry

25% sleva na vybrané stříkačkové filtry Macherey-Nagel řady CHROMAFIL® Xtra. Na výběr z PTFE, PA, CA, PES a GF membrány a velikosti 13 nebo 25 mm.



PROMO KÓD: MN25

25% sleva

