

S novými 5Q Ultra Low-Bleed GC/MS kolonami

- ultra-low bleed provedení – zvyšuje přesnost dat a stabilitu základní linie
- vysoce inertní provedení – zvýšená odezva reaktivních, termolabilních látek, ideální pro stopové analýzy
- krátká doba pro kondicionaci kolony
- identická selektivita se stávajícími 5ms kolonami od Agilentu – jednoduché převedení původní metody na novou kolonu



Sleva 35 % promo kód: DB-5Q

Se spotřebním materiálem a kolonami špičkové kvality


- platí na celý sortiment spotřebního zboží pro GC a GC/MS systémy, včetně GC kolon
- představujeme **novou elektronickou publikaci GC and GC/MS Frequently Asked Questions** – nabízí odpovědi Agilent expertů na často kladené otázky GC a GCMS uživatelů od základních principů, pravidelné údržby systému až po vývoj metod a jejich optimalizaci, včetně užitečných tipů a triků při řešení běžných uživatelských potíží



Sleva 30 % promo kód: GC25

Kolony s pevným jádrem Poroshell

- HPLC a UHPLC kolony s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem.
- víc jak 20 unikátních fází a velikosti částic 4 μm , 2.7 μm a 1.9 μm umožňuje
- široký výběr selektivity od tradiční HPLC až k UHPLC, včetně preparativních kolon



1.9 μm 2.7 μm 4.0 μm



Sleva 30 % promo kód: shell25

S V-groove nebulizérem s nepřekonatelnou robustností

- téměř žádné riziko ucpání či poškození
- ideální pro práci s nejnáročnějšími vzorky – s vysokou hodnotou TDS (30%) a/nebo s velkými nerozpuštěnými částicemi až do velikosti 350 um
- vyšší produktivita – snižuje se nebo úplně odpadá potřeba čištění po analýze
- inertní – PEEK tělo a keramická špička – kompatibilita i se vzorky obsahujícími HF
- snadná instalace – jednoduchá záměna za stávající nebulizér bez dalších úprav parametrů metody

- plně kompatibilní s dávkovacím systémem AVS 4/6/7


kat.č. G8020-69001

Sleva 30 % promo kód: Vneb

NOVINKY!

S plně rozebíratelnými hořáky pro ICP-OES série 5000

- možnost výměny jak injektoru, tak vnější trubice (outer tube set)
- flexibilita – s injektory různých velikostí a použitého materiálu – ideální pro náročné a různorodé aplikační požadavky bez ztráty citlivosti a robustnosti
- vyšší produktivita – snadná instalace injektoru a také údržba bez nutnosti vyjmutí hořáku ze systému
- snadná manipulace – rozebíratelné části hořáku bez zbytečných těsnění a o-kroužků


Sleva 30 % promo kód: 5000H

InfinityLab Quick Change Solvent Purifier – T&B

- čisticí kazeta na rozpouštědla navržena tak, aby snižovala problémy způsobené nečistotami pocházejícím z mobilní fáze a eliminovala utajené píky (ghost peaks)
- výměna po 6 měsících nebo pokud pokusy o proplachování selžou
- doporučené umístění kazety mezi výstup z pumpy a injektor


Kat.č.
5067-1620
5067-1621
5067-1622

Sleva 30 % promo kód: TB25



VYSOKORYCHLOSTNÍ CHLAZENÁ MIKROCENTRIFUGA D1524R

- Centrifuga s elektronickým magnetickým systémem zamykání dvířek
- Funkce předchlazení, pouhých 7 minut z pokojové teploty na 4 °C
- Rotor z vysoce pevné hliníkové slitiny lze plně autoklávovat při 121 °C
- Teplotní rozsah -20 až 40 °C
- Alarm detekce nevyváženosti rotoru
- Pět rotorů pro 0.2mL, 0.5mL, 1.5mL, 2mL a 5mL centrifugační zkumavky /PCR zkumavky
- Max. RCF 21 380 × g, krok po 10 × g

- Rychlost 15 000 rpm (200 – 15 000 rpm), krok 100 rpm
- Čas 30 s – 99 min, HOLD = kontinuální běh
- Rozměry (š x h x v) 332 x 553 x 283 mm
- 15% sleva na centrifugu s jedním rotorem dle výběru zdarma

DLA901311121R Centrifuga D1524R s libovolným rotorem 113 000,-/ 96 050,-

**DLAB15
 promo kód**

DLA19400069	Hliníkový rotor AS24-2 s víkem, 15 000 rpm, 24 x 2 mL/1.5 mL
DLA19400070	Hliníkový rotor AS12-5 s víkem, 15 000 rpm, 12 x 5 mL (typ eppendorf, kónické dno)
DLA19400071	Hliníkový rotor AS36-05 s víkem, 15 000 rpm, 36 x 0.5 mL
DLA19400072	Hliníkový rotor AS4-PCR8 s víkem, 15 000 rpm, 4 x PCR 8
DLA19400073	Hliníkový rotor AS18-5 s víkem, 15 000 rpm, 18 x 5 mL (kulaté dno)

VYHŘÍVANÉ MAGNETICKÉ MÍCHADLO MS10-H500-Pro

- Magnetické míchadlo se sklokeramickou topnou deskou pro zvýšenou chemickou odolnost a účinnější přenos tepla
- Max. objem míchané kapaliny: 30 L na desce velikosti 254 x 254 mm
- Externí regulace teploty je možná připojením teplotního čidla PT1000
- Digitální regulace otáček 100 - 1500 ot./min
- Max. teplota topné desky 500 °C, varování při teplotě nad 50 °C
- Časovač 1 min – 99 h 59 min
- 10% sleva na míchadlo + teplotní sondu




DLA8030132117	MS10-H500-Pro	20 390,-/ 18 351,-
DLA8130132117	Sada 1 = MS10-H500-Pro + PT1000A	20 700,-/ 18 630,-
DLA8130132117XX	Sada 2 = MS10-H500-Pro + PT1000A + nosná tyč	21 270,-/ 19 143,-

**DLAB10
 promo kód**



HOMOGENIZÁTOR S DISPERGAČNÍMI NÁSTAVCI D-160

- Lehký a přenosný homogenizátor s ergonomickým designem ideální pro manuální operace
- Objemy zpracování od 0.1 - 50 mL, 1 - 150 mL nebo 1 - 250 mL
- Variabilní rychlost od 8 000 do 32 000 ot./min
- Max. viskozita vzorku 5 000 mPas
- Krytí IP20
- Rotory z nerezové oceli 316L jsou snadno demontovatelné, plně autoklávovatelné
- Sleva 10 % na sadu s jedním dispergačním nástavcem a 15 % na sadu se všemi třemi nástavci



DLA8034111000 D-160/5	Sada 1 = homogenizátor D160, stojan H 370, nástavec DS-160/5, pro objemy od 0.1 do 50 mL	27 000,-/ 24 300,-
DLA8034121000 D-160/10	Sada 2 = homogenizátor D160, stojan H 370, nástavec DS-160/10, pro objemy od 1 do 250 mL	28 000,-/ 25 200,-
DLA8034231000 D-160/7	Sada 3 = homogenizátor D160, stojan H 370, nástavec DS-160/7, pro objemy od 1 do 150 mL	27 000,-/ 24 300,-
DLA8034231000X	Sada 4 = homogenizátor D-160, stojan H 370, nástavec DS-160/5 pro objemy od 0.1 do 50 mL, DS-160/10 pro objemy 1 - 250 mL, DS-160/7, objemy od 1 - 150mL	51 000,-/ 43 350,-


DLAB10
promo kód

DLAB15
promo kód

Thermo Mix – MAGNETICKÝ HCM100-Pro

DLAB15
promo kód

- Plně programovatelný přístroj pro zahřívání/chlazení a míchání vzorků
- Přesná regulace teploty od 15 °C pod teplotu okolí (min. 0°C) až 100 °C
- Zobrazení rychlosti, teploty a času v reálném čase
- 200 - 1500 ot./min., orbit 3 mm
- Automatické rozpoznání a rychlá výměna bloků bez nářadí
- Bloky s víkem pro uchování tepla
- Vlastní kalibrace teploty
- 15% sleva na termoblok + jeden blok dle výběru zdarma



DLA18900401	Blok pro 0.5mL zkumavky, 24 jamek
DLA18900402	Blok pro 1.5mL zkumavky, 24 jamek (kónické dno)
DLA18900403	Blok pro 2mL zkumavky, 24 jamek (kulaté dno)
DLA18900874	Blok pro 2mL chromatografické vialky, 24 jamek
DLA18900404	Blok pro 5mL zkumavky, 8 jamek
DLA18900405	Blok pro 5mL zkumavky, 8 jamek (kónické dno)
DLA18900406	Blok pro 15mL zkumavky, 8 jamek
DLA18900407	Blok pro 50mL zkumavky, 4 jamky
DLA18900420	Blok pro 0.2ml/ 96 PCR destičky
DLA18900423	Blok pro ELISA destičky

DLA5062103100 HCM100-Pro termoblok + jeden blok dle výběru zdarma 43 900,-/ 37 315,-

